

VYCROSSコレクション		
	唇をボリュームアップ したいときに ^{1,5}	顔のしわや溝を 改善したいときに ²
		
	ジュビダームビスタ ボルベラ XC	ジュビダームビスタ ポリフト XC
販売名	ジュビダームビスタ ボルベラ XC	ジュビダームビスタ ポリフト XC
使用部位	額、こめかみ、ティアトラフ、口唇	ほうれい線、マリオネットライン
注入層	骨膜上、皮下、真皮	真皮
持続効果期間／注射針	12ヵ月間の 持続効果 ¹ 	18ヵ月間の持続期間 ² (鼻唇溝の修正) 
	 2x1mL, 4x30G½ ¹	 2x1mL, 4x30G½ ²
医療機器承認番号	23000BZX00331000	23000BZX00159000

VYCROSSコレクションの特性

ヒアルロン酸濃度 (mg/mL) リドカイン0.3% 配合 ^{1,4}	15 ○○○	17.5 ○○○
押出力 (N) 50mm/minの場合 ¹²	13.8 (30G1/2" のニードル) 	18.6 (30G1/2" のニードル) 
凝集性 (重量グラム [gm]) ¹⁰	18 	24 
弾性 (5HzでのG'、パスカル [Pa]) ¹¹	274 	317 
リフト力 ¹³		

こめかみや中顔面の ボリュームアップを したいときに ^{3,6,7}	顔の輪郭形成を したいときに ^{4,8,9}
	
ジュビダームビスタ ボリユーマ XC	ジュビダームビスタ ボラックス XC
ジュビダームビスタ ボリユーマ XC	ジュビダームビスタ ボラックス XC
こめかみ、頬、顎、 フェイスライン(ジョーライン)、 鼻翼基部ならびに鼻翼基部周囲の凹み	顎、フェイスライン(ジョーライン)
骨膜上、皮下	骨膜上、皮下
24ヵ月間の持続効果 ³ (中顔面) 	18ヵ月以上の持続効果 ⁴ (下顎先端の突出) 
 2x1mL, 4x27G½ ³	 2x1mL, 4x27G½ ⁴
22800BZX00338000	30200BZX00254000

HYLACROSSコレクション	
顔のしわや溝を 改善したいときに ¹⁴	顔のしわや溝を 改善したいときに ¹⁵
	
ジュビダームビスタ ウルトラ XC	ジュビダームビスタ ウルトラプラス XC
ジュビダームビスタ ウルトラ XC	ジュビダームビスタ ウルトラプラス XC
ほうれい線、マリオネットライン	ほうれい線、マリオネットライン
真皮	真皮
9ヵ月間の 持続効果 ¹⁴ 	12ヵ月間の 持続効果 ¹⁵ 
 2x1mL, 4x30G½ ¹⁴	 2x1mL, 4x27G½ ¹⁵
22700BZX00139000	22700BZX00138000

HYLACROSSコレクションの特性

20 ○○○○	25 ○○○○○
15.8 (27G1/2" のニードル) 	16.5 (27G1/2" のニードル) 
35 	93 
353 	665 
	

24 ○○○○○	24 ○○○○○
34 (30G1/2" のニードル) 	14.6 (27G1/2" のニードル) 
97 	108 
207 	244 
	

1. ジュビダームビスタ ボルベラ XC 電子添文 2. ジュビダームビスタ ポリフト XC 電子添文 3. ジュビダームビスタ ボリユーマ XC 電子添文 4. ジュビダームビスタ ボラックス XC 電子添文 5. Eccleston D and Murphy DK. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2012;5:167-72. 6. Callan P et al. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2013;6:81-89. 7. Jones D and Murphy DK. Dermatol Surg. 2013;39:1602-12. 8. Allergan. Data on File. INT/0654/2018. Juvéderm VOLUX final clinical study report & clinical evaluation report-efficacy and duration data. Oct 2018. 9. Ogilvie P et al. Poster Presentation at Aesthetic & Anti-Aging

Medicine World Congress (AMWC), Monte Carlo, Monaco; 2018. 10. Allergan. Unpublished Data. INT/0011/2018a(1). JUVÉDERM gel cohesivity data. May 2018. INT/0141/2019. JUVÉDERM (gel elasticity G') data. Mar 2019. 12. Allergan. Unpublished Data. INT/0009/2018 (1)a(1). JUVÉDERM extrusion force data. May 2018. 13. Allergan. Unpublished Data. INT/0129/2019. Juvéderm VYCROSS collection lift capacity. Feb 2019. 14. ジュビダームビスタ ウルトラ XC 電子添文 15. ジュビダームビスタ ウルトラプラス XC 電子添文